

טופס טע-01-03 מהדורה: 24.07.22

## אופן דיגום נכון של חלב מהעטין, שליחת דגימות וקבלת תוצאות מעבדה

כדי לקבל תוצאות אמינות ומייצגות של החיידק הגורם למחלת עטין, יש חשיבות רבה לאופן הדיגום והאחסון:

1. רצוי לדגום בין החליבות, או לפני הרכבת אשכול החליבה. בכל מקרה חשוב מאוד שהפטמות תהיינה נקיות ויבשות.
2. לפני הדיגום יש לסמן על גבי המבחנה הסטרילית, את מספר הפרה / כבשה / עז ואת ה"רבע" / "חצי"
3. פטמות מלוכלכות, יש לנקות תחילה את הכלוך במטלית נפרדת, ולאחר מכן להרטיב את הפטמה עם חומר חיטוי, ושוב לנקות-לנגב עם מטלית ניגוב נפרדת לכל פטמה. יש להקפיד במיוחד על ניקוי קצה הפטמות.
4. לדגום עם ידיים נקיות וחיבושות בכפפות חד-פעמיות.
5. יש לחטא את הפטמות, לכל אורכן, בחומר מאושר לחיטוי פטמות (יוד, כלור).
6. יש לחטא את קצה הפטמות, במשך כ 10 שניות, עם פיסת צמר-גפן ואלכוהול 70%, נפרדת לכל פטמה, עד שאין סימני לכלוך על הצמר-גפן. יש לסחוט את עודפי האלכוהול מהצמר גפן, ולמנוע חדירתם למבחנה.
7. סדר החיטוי: קודם את הפטמות הרחוקות ממך, ואחר-כך את הקרובות.
8. יש להשתמש אך ורק במבחנה סטרילית (ערכת דיגום הכוללת: מבחנות סטריליות+טפסי משלוח+שקיות אריזה - ניתן לרכוש דרך רופא מטפל, או ממחסן ה"החקלאית").
9. לפתוח את המבחנה רק בסמוך לדיגום, מבלי לגעת בחלק הפנימי של המבחנה והמכסה.
10. יש להוציא 1-2 זליפים ראשונים מחוץ למבחנה (רצוי לכלי / "ספל ביקורת").
11. להחזיק את המבחנה בזווית כנגד קצה הפטמה, כך שהפתח לא יהיה חשוף כלפי מעלה, ולמלא את המבחנה עד מחציתה. בדגימה מעורבת, מכל הפטמות למבחנה אחת, יש להשתדל לקחת כמות שווה מכל "רבע" / "חצי".

## המועצה לענף החלב בישראל - ייצור ושיווק (חל"צ)

המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב (מאל"ה):

ת.ד. 3553 פארק תעשייה קיסריה 3088900

טל: 04-6274477, פקס: 04-6274242

maale@milk.org.il

משרד:

דרך החורש 4, יהוד

ת.ד. 97, יהוד, מיקוד: 5610002

טל: 03-9564750, פקס: 03-9564766

office@milk.org.il

www.milk.org.il

טופס טע-01-03 מהדורה: 24.07.22

## אופן דיגום נכון של חלב מהעטין, שליחת דגימות וקבלת תוצאות מעבדה

12. סדר הדיגום: קודם מהפטמות הקרובות, ואחר כך מהרחוקות.
13. יש לסגור את המבחנה מיד אחרי הדיגום מבלי לגעת בשפתי המבחנה והחלק הפנימי של המכסה.
- יש לרשום ולתעד את המבחנות שנדגמו, בטופס המשלוח המצורף, ולבדוק שהפרטים ומספר המבחנות תואמים את הרשום בטופס.
14. לשים את המבחנות במקפיא, או בקירור (מתחת ל 8 מעלות צלזיוס) מיד אחרי הדיגום.

### שינוע וקבלת תוצאות מעבדה:

1. יש לציין בברור, על גבי טופס המשלוח, את פרטי השולח, תאריך הדיגום, סיבת הדיגום. טפסים נמצאים בערכת הדיגום, או ניתן להוריד מהאתר: [www.halavi.org.il](http://www.halavi.org.il) < מאל"ה < טפסים מאל"ה < לבחור את הטופס המתאים
  2. אם נשמרו בקירור, יש להעביר הדוגמאות למעבדה תוך 48 שעות.
  3. יש לשנע את הדגימות למעבדה בקירור – ע"י נהג מיכלית החלב, או אישית.
  4. קבלת תוצאות מהמעבדה כעבור 2-3 ימים מההגעה למעבדה. בדיקות חריגות (לדוגמא: למיקופלסמה) עשויות להתעכב כשבוע.
  5. דרכים לקבלת תוצאות מהמעבדה (נא לעדכן את מזכירות המעבדה לגבי שינויים באמצעי הקשר 04-627744):
    - בדוא"ל (e-mail)
    - בפקס
    - בדואר רגיל
    - נעה (ממצאים בלבד, ללא הערות והמלצות ומבחני רגישות לאנטיביוטיקה)
- לפרטים נוספים ניתן לפנות למעבדה: 04-6274477

## המועצה לענף החלב בישראל - ייצור ושיווק (חל"צ)

### המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב (מאל"ה):

ת.ד. 3553 פארק תעשייה קיסריה 3088900  
טל: 04-6274477, פקס: 04-6274242  
[maale@milk.org.il](mailto:maale@milk.org.il)

### משרד:

דרך החורש 4, יהוד  
ת.ד. 97, יהוד, מיקוד: 5610002  
טל: 03-9564750, פקס: 03-9564766  
[office@milk.org.il](mailto:office@milk.org.il)  
[www.milk.org.il](http://www.milk.org.il)